

## Manueller Kassettendrucker ECAPT M



### Vorteile des ECAPT M

- » Akzeptiert alle Einbettkassetten (keine Super-Mega-Kassetten)
- » Sofortdruck mit und ohne Barcode (Matrix)
- » Spezielle Zeichen im Druck möglich
- » Druckinformationen können gespeichert und sofort geladen werden
- » Groß- und Kleinschreibung möglich
- » Unterschiedliche Druckvarianten möglich
- » Langanhaltende, eindeutige Identifizierung der bedruckten Kassetten
- » Dank geringer Größe einfach in den Arbeitsplatz zu integrieren

Der **ECAPT M** ist ein kompakter Kassettendrucker für den schnellen Einsatz. Das Gerät bietet alles, was ein moderner Kassettendrucker benötigt: Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit und ist einfach und leicht zu bedienen.

Die manuelle Bedienung erlaubt den flexiblen Einsatz je nach Bedarf. Einbettkassetten werden durch den Aufdruck eindeutig identifiziert. Missverständnisse durch händische Beschriftung werden dadurch vermieden.

Der **ECAPT M** kann außerdem mit einem Barcode-Scanner verwendet werden. Über LAN- oder USB-Anschluss lässt sich eine Netzwerkverbindung herstellen. Dies ermöglicht Speichern und Abrufen von verschiedenen Druckinformationen. Begonnene Vorgänge können somit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, ohne neu angelegt werden zu müssen.

Der **ECAPT M** kann als Einzelgerät zu verwendet werden. Das Farbband kommt mit RFID-Chip zur Kontrolle und Erhöhung der Zuverlässigkeit.

Technische Daten:		Art.-Nr. 43-7100-00
Druckgeschwindigkeit:	ca. 5,5 - 6,0 Sekunden pro Kassette	
Schnittstelle:	LAN-Interface, USB	
Maße (L/T/H):	180 x 250 x 210 mm	
Gewicht:	2,62 kg	
Anschlusswerte:	110-240V / 50/60Hz	

## Automatischer Kassettendrucker ECAPT A



### Vorteile des ECAPT A

- » Sofortdruck mit und ohne Barcode (Matrix)
- » Gespeicherte Druckinformationen können sofort geladen werden
- » Groß- und Kleinschreibung sowie spezielle Zeichen druckbar
- » Bis zu 50 kundenspezifische Druckjobs speicherbar
- » Geringer Platzbedarf, Keyboard kann unter dem Drucker platziert werden
- » Barcodescanner einsetzbar
- » LAN-Schnittstelle: einfacher Transfer von Daten zwischen Computer/Laptop und Drucker
- » USB-Windows Driver
- » Farbband, mit spezieller Substanz resistent gegen alle im Labor vorkommenden Lösungen, und RFID-Chip

Der **ECAPT A** ist ein automatischer Kassettendrucker mit Karussell, der sich für größere Druckmengen eignet. Das Gerät bietet alles, was ein moderner Kassettendrucker benötigt: Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit und ist einfach und leicht zu bedienen. Im automatischen Druckmodus können bis zu 700 Kassetten pro Stunde bearbeitet werden. Diese werden im Gerät in ein Karussell mit insgesamt 6 Magazinen à 50 Kassetten eingesetzt. Das Auffangmagazin fasst bis zu 50 Kassetten.

Der **ECAPT A** kann außerdem mit einem Barcode-Scanner verwendet werden. Über LAN- oder USB-Anschluss lässt sich eine Netzwerkverbindung herstellen. Dies ermöglicht Speichern und Abrufen von verschiedenen Druckinformationen. Begonnene Vorgänge können somit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, ohne neu angelegt werden zu müssen.

Der **ECAPT A** kann als Einzelgerät zu verwendet werden. Das Farbband kommt mit RFID-Chip zur Kontrolle und Erhöhung der Zuverlässigkeit. Durch eine spezielle Substanz ist der Druck resistent gegen alle im Labor gängigen Lösungen, was die langfristige eindeutige Identifizierung ermöglicht.

# MEDITE

Cancer Diagnostics

**MEDITE GmbH**

Wollenweberstrasse 12

31303 Burgdorf

Deutschland

Telefon +49 5136 88 84-0

Fax +49 5136 88 84-55

info@medite-group.com

www.medite-group.com

Änderungen vorbehalten. Bilder und Farben können abweichen.

Technische Daten:	Art.-Nr. 43-7200-00
Druckgeschwindigkeit:	ca. 3 Sekunden pro Kassette
Schnittstelle:	LAN-Interface, USB
Maße (L/T/H):	560 x 520 x 350 mm
Gewicht:	21,5 kg
Anschlusswerte:	110-240V / 50/60Hz