

Formalin-Aufbereiter und -Dispenser PREFORMA 100



Der **PREFORMA 100** ist ein vollautomatisches Gerät zum Dosieren von Formalin.

Vorteile des **PREFORMA 100**

- » Vollautomatisch
- » Präzise Dosierung
- » Geruchlose Anwendung
- » Echtzeitkontrolle des pH-Wertes
- » Kosteneinsparungen durch Wiederaufbereitung

Zur Vorbereitung wird Formaldehyd zusammen mit einer fertigen Pufferlösung in das Gerät gegeben. Der **PREFORMA 100** mischt die beiden Bestandteile und bereitet sie auf. Die Automatisierung verhindert außerdem die Ablagerung von Formalinrückständen. Das daraus resultierende Endprodukt kann direkt verwendet werden.

Der **PREFORMA 100** verfügt über ein gut sichtbares Display. Darauf kann der Füllstand kontinuierlich abgelesen werden. Neigt dieser sich dem Ende zu, gibt der **PREFORMA 100** einen sicht- und hörbaren Alarm von sich.

Menschliche Fehler werden durch die Nutzung des **PREFORMA 100** verhindert. Die Qualität des im Labor verwendeten Formalins bleibt dadurch gleichbleibend konstant.

Der **PREFORMA 100** steht für größtmögliche Anwendersicherheit. Ein Silikonstöpsel verhindert, dass unangenehme Gerüche die Luft im Labor kontaminieren. Durch die Automatisierung des Vorgangs kommt der Anwender so wenig wie nur möglich mit Formaldehyd in Kontakt.

Technische Daten	Art.-Nr. 45-5700-00
Raumtemperatur:	20 - 50 °C
Kapazität:	50 oder 100 Liter
Gewicht:	145 kg
Maße (L/T/H):	650 x 8560 x 14500 mm
Anschlusswerte:	210 - 230 AC / 8A / 50 - 60Hz